





## ごあいさつ

このたび私どもは、矯正歯科技工に関わる業務を専らとした株式会社グレイトリバーを設立させていただきました。

私どもは、歯科医療とりわけ“健康のための口に関わる生活支援”の一翼を担うという認識をもち、歯科医療関係者の方々や患者様方とともに歓びを分かち合いたいと考えています。従って、業務内容は矯正歯科技工物の製作に止まらず、広く矯正歯科医療に関わる情報サービスを、最新のIT技術やインターネットなどを使いながら、真心と一緒にお届けいたします。会社のサービスモットーは、4S すなわちSpeedy、Safety、Security、Satisfaction です。

今後は、なにとぞ弊社をお引き立ていただきますようよろしくお願い申し上げます。

株式会社グレイトリバー

代表取締役

亀山 俊也

社員一同



*Great River*

---

*Orthodontics*



## 事業内容

---

1. 歯科矯正技工物製作部門
  - ・矯正歯科治療に携わる技工物を製作します
2. 矯正歯科材料販売部門
  - ・矯正歯科治療に付帯する一斉の器材などの販売

## 会社概要

---

会社名：株式会社グレイトリバー

代表取締役：亀山俊也

会社住所：〒509-0202 岐阜県可児市中恵土2323番地6 HSIビル2F

TEL (0574) 60-3177 FAX (0574) 60-3178

E-mail: info@gro.co.jp

URL: www.gro.co.jp

## 株式会社グレイトリバー 代表者 略歴

---

- 1999年3月 名古屋歯科医療専門学校歯科技工士科卒業  
1999年4月 歯科技工士免許証取得(登録番号99359)  
1999年4月 (株)アソインターナショナル(矯正歯科専門技工所東京)  
入社  
2003年5月 (株)アソインターナショナル(矯正歯科専門技工所東京)  
退社  
2004年1月～3月 Great Lakes Orthodontics,Ltd(アメリカ ニュー  
ヨーク州トナワンダ)のTraining Coresを受講し、16の  
修了証書を取得  
2004年5月 (株)グレイトリバー設立




# カタログのご利用方法



〈ご注文番号となります〉

〈その他各種のご注文の場合も〉  
この品番をご使用下さい

●ご注文の品番に間違いがないかご確認下さい



●ご不明な点はスタッフまでお気軽にお問い合わせ下さい

# Webサイト ご利用方法



Great River co.,Ltd  
Tools Catalog / 2004 vol.1

**GR**  
Great River  
Orthodontics  
Laboratory

グレートリバー ホームページのアクセスありがとうございます。

お客様相談室：株式会社 グレートリバー  
〒509-0202 岐阜県可児市中恵土222番地5  
H5ビル2F  
TEL 0574-60-3177 FAX 0574-60-3178

メールでのご意見・苦情等がありましたら、  
下記フォームに必要事項を入力の後、送信ボタンを押してください。  
アドレス変更

病院名  (半角英数)

患者名  (全角漢字)

フリガナ  (フリガナ全角)

年齢  歳  ヶ月 (半角)

性別 ☐ 男 ☐ 女

印象採得日  年  月  日 (半角)

装着日  年  月  日 (半角)

技工物 UPPER ☐ 有物を選択して下さい 記号  (半角英数)

LOWER ☐ 有物を選択して下さい 記号  (半角英数)

画像データ データ ☐ 有 ☐ 無 ファイル名  (半角英数)

コメント

担当医  (全角漢字)

印象者  (全角漢字)

注文日  (全角漢字)

納品指定日  年  月  日 (半角)

受注日  年  月  日 (半角)

製作者  (全角漢字)

Eメールご案内 ☐ はい ☐ いいえ

ウェブサイト上での告知や販売促進に関する情報、商品サンプリング、アンケート調査などに関して当社からのEメールによるコンタクトをお望みの時は[はい]、お望みでない時は[いいえ]をお選びください。

● 半角入力

● 全角入力

● 半角入力

● 全角入力

● 半角入力



● 全角入力

※入力の際は、半角・全角を注意して下さい

# Great Lakes Orthodontics, Ltdの トレーニングコース受講風景








Shunya kameyama  
 Congratulations on completing your orthodontic training courses have at Great Lakes Orthodontics Ltd.  
 We are all very proud to have the opportunity to share our knowledge with you and we all wish you great success in the future.

John T. Jankowiak  
 President  
 Great Lakes Orthodontics, Ltd.



To:Shu  
 Mr.Shunya Kameyama attended all out training classes from January to March 2004 at our training facility in Buffalo, New York, USA.

Shu was a model student and has become very knowledgeable in the fabrication of orthodontic appliances.


He takes great pride in his work and I was impressed with his technical skills. He would definitely be an asset to any lab.

Over the past couple of months, I have gotten to know shu extremely well and I feel we have become good friends.

I know he will be a success in the future.


Good luck,

Daniel J. Miller, CDT  
 Director of education  
 Great Lakes Orthodontics, Ltd.



Dear shunya,  
 It was a pleasure meeting you during your stay at Great Lakes Orthodontics laboratory training courses.  
 I am confident the knowledge you obtained from "The Master" (Dan Miller) will be valued as you enter into the orthodontic technology profession.  
 Also, thank you for being one of the first purchasers of my publication, "Practical Guide to Orthodontic Appliances-A Comprehensive Resource from Theory to Fabrication."

Brian D. Willison, CDT  
 Great Lakes Orthodontics, Ltd.



To:Shunya,  
 It has been a pleasure to have Shunya visiting our country and taking training classes from Great Lakes Orthodontics for the past 3 months.

He has adapted to our customs without too much difficulty as well as given us insight into the ways of Japan. It was a learning experience for all of us.

I want to wish him good luck and much success in the opening of his own lab.

I know he will succeed. In the future, it would be great to have him keep in touch with us from time to time we know how he is doing.

Best wishes,

Diane M. Penberthy  
 Training class coordinator  
 Great Lakes Orthodontics, Ltd.

掲載写真、氏名は「GREAT LAKES ORTHODONTICS, LTD」社及びインストラクターのご了承をいただいております。





## Great River Orthodontics



## INDEX

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Plaster Model        | 09 ► 10 |
| Retainer             | 11      |
| Plate                | 12      |
| Clasp                | 13      |
| 唇側線                  | 14      |
| Screw                | 15      |
| Fixed Appliances     | 16      |
| Welding              | 17      |
| Functional Appliance |         |
| Indirect Bonding     | 18      |
| Splint               |         |
| Resin Color          | 19      |
| Press Retainer Color | 20      |

# Plaster Model

ネーミング、ソーピング仕上を含みます。

Study Modelはブロックバイト付。Mount ModelはSAM、PANADENT、DENERでの製作ができます。


## Study Model

患者様へのカウンセリング、学術大会、各種勉強会でのケースプレゼンテーションなどにお役立ていただけます。



## Duplicate Model

Plaster Model



●その他ご要望に応じ各種ご用意いたします。  
詳しくは、お問い合わせ下さい。



## Mount Model



A-03 SAM SAM

A-03 PAN Panadent

A-03 DEN Dener

## Set up Model




A-04 SAM SAM

A-04 PAN Panadent


A-04 DEN Dener

●その他ご要望に応じ各種ご用意いたします。  
詳しくは、お問い合わせ下さい。


# Retainer



B-01 Wrap Around




B-02 Hawley



B-03 Ricketts



B-04 Fixed Retainer



B-05 Press Retainer

●その他ご要望に応じ各種ご用意いたします。  
詳しくは、お問い合わせ下さい。

B-07 QCM Retainer

B-08 Spring Retainer

B-09 Invisible Retainer

B-10 Soft Retainer

# Plate



C-01 Expansion



C-02 Sagittal Appliance/u



C-03 Sagittal Appliance/L

C-04 Habit Appliance

C-05 Bite Plate

C-06 Twin Block

C-07 FM Plate

●その他ご要望に応じ各種ご用意いたします。  
詳しくは、お問い合わせ下さい。



## 〈Clasp〉



CA-01 アダムス クラスプ

唇側線とのロー着が可能



CA-02 ボール クラスプ



CA-03 アロー クラスプ



CA-04 C クラスプ

唇側線とのロー着が可能

●その他ご要望に応じ各種ご用意いたします。  
詳しくは、お問い合わせ下さい。

## 〈唇側線〉



**CB-01** ラップアラウンド

Cクラスプアダムスクラスプとロー着が可能



**CB-02** ホーレー


ループ形態はクローズにもできます



**CB-03** リケッツ



**CB-04** Q.C.M



**CA-05**

■アダムスクラスプと唇側線とのロー着




**CA-06**

■Cクラスプと唇側線とのロー着

●その他ご要望に応じ各種ご用意いたします。  
詳しくは、お問い合わせ下さい。

## 〈Screw〉



CC-01 TRANSVERSE



CC-02 ONE TOOTH



CC-03 FAN TYPE

CC-04 Sagittal

CC-05 3-way

●その他ご要望に応じ各種スクリューをご用意いたします。  
詳しくは、お問い合わせ下さい。



# Fixed Appliances



D-01 Lingual Arch



D-02 Palatal Appliances



D-03 Nance



D-04 Rapid Expansion

D-05 Quad Helix

D-06 Porter

D-07 Bi Helix

D-08 Tongue Guard

D-09 Crozats

D-10 Pendulum

D-11 Band Loop

●その他ご要望に応じ各種ご用意いたします。  
詳しくは、お問い合わせ下さい。

## 〈Welding〉




### DA-01 直接ロー着

ワイヤー系矯正装置の主線と、バンドを直接ロー着します。装置は固定式になります。

### DA-02 STロック

ワイヤー系矯正装置の主線と、STロックの維持チューブをロー着します。装置は可撤式になります。




### DA-03 リンガルシース

ワイヤー系矯正装置の主線と、シースをロー着します。装置は可撤式になります。

●その他ご要望に応じ各種ご用意いたします。  
詳しくは、お問い合わせ下さい。

# Functional Appliance



E-01 Frankel

- E-02 I Bionator I
- E-02 II Bionator II
- E-03 III Bionator III
- E-04 Bimler
- E-05 Activator (F.K.O)

# Indirect Bonding



F-01 Indirect Bonding



# Splint

G-01 Splint

●その他ご要望に応じ各種ご用意いたします。  
詳しくは、お問い合わせ下さい。




# Resin Color

## 〈レジン〉

### 標準



H-01 クリアー



H-02 ライトピンク


### カラーレジン




H-03 スカイブルー



H-04 レッド



H-05 クリアオレンジ



H-06 グリーン



H-07 ブルー



H-08 イエロー



H-09 ピンク



H-10 パープル



H-11 ライトオレンジ



H-12 ネイビーブルー




H-13 ライラック



H-14 レモン



H-15 オレンジ



H-16 ミント

レジン 色 全16色

■当社から、カラーサンプルを無料送付いたします。


●その他ご要望に応じ各種ご用意いたします。  
詳しくは、お問い合わせ下さい。



■ネーミングも含まれます。

# Press Retainer Color

## 〈プレスリテーナー〉



床矯正装置の床部分にハード板を加圧形成器でプレスし、即時重合レジンとは異なった材質で床部分を製作する事ができます。



B-06P パープル



B-06G グリーン



B-06R レッド



B-06CP クリアピンク



B-06DB ダークブルー



B-06CB クリアブルー




B-06Y イエロー

●その他ご要望に応じ各種ご用意いたします。  
詳しくは、お問い合わせ下さい。



## 株式会社グレイトリバーのご案内



〒509-0202 岐阜県可児市中恵土2323-6番地 HSIビル2F

TEL (0574) 60-3177 FAX (0574) 60-3178

URL: [www.gro.co.jp](http://www.gro.co.jp)

●URL 受注開始は7月より予定しております●



Great River Orthodontics

